

## RNA extraction from human colon National Yang-Ming University - Taiwan

### CONTEXT

The Center is focused on high-throughput genome analysis.

The goal of this work is to compare three equipments dedicated to the homogenization of human colon tissues to extract total RNA.

### MATERIAL

- Precellys®24.
- Precellys kits: 03961-1-002 (2.8mm ceramic beads)
- Competitors M and competitor Q.
- Sample: 30 mg of human colon tissue.
- Buffer: Trizol.

### PROTOCOL

- Precellys®24: 2.8mm ceramic beads, 2 mL vials, 250 µl Trizol, 6500 rpm, 2x10s (10s break) and 6500 rpm, 1x15s (8s break).
- Competitor M: 1.4mm ceramic beads, 200 µl Trizol, 6500 rpm, 50 sec.
- Competitor Q: 5mm metal bead, 350 µl Trizol, 30 1/s, 2 min; 2x.
- Total RNA extraction: Trizol extraction method.

### RESULTS

The figure 1 illustrates the total RNA yield extracted from Human colon tissues with the three homogenizers tested. The table 1 shows the RNA quality parameters for RNA extracts.

Figure 1





Table 1

	A260/280	A260/230	Total RNA Conc. (ng/ul)	RNA yield	RIN
Competitor M	1,99	2,14	1836,30	110178,00	7,40
Competitor Q	1,92	2,24	1350,87	81052,20	7,40
Precellys	1,99	2,20	1780,08	106804,80	7,30



National Yang-Ming University YIM Genome Research Center  
 YIMGC 榮陽基因體研究中心

### CONCLUSION

Equivalent total RNA extraction is obtained with Precellys®24 homogenizer and Competitor M and lower with Competitor Q. The RIN and the  $A_{260/280}$  show a very good quality of RNA extracted.

The benefits of using the Precellys®24 compared with previous method are time and work saving.

For more details, please contact [precellys@bertin.fr](mailto:precellys@bertin.fr)

03712.810.DJ019 / July 2008

Problem



Solution



**bertin**  
 TECHNOLOGIES



**イムス機器株式会社**

<http://www.technosaurus.co.jp>

- 東京  
 〒162-0805 東京都新宿区矢来町 113 番地 TEL(03)3235-0661(代) FAX(03)3235-0669
- 大阪  
 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2丁目12番4号 TEL(06)6396-0501(代) FAX(06)6395-2588
- 福岡  
 〒812-0054 福岡市東区馬出 1 丁目 2 番 23 号 TEL(092)631-1012(代) FAX(092)641-1285

※会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。  
 ※本カタログに記載の規格・仕様・外観は予告なく変更する場合がありますので御了承下さい。