



### ピペットマン修理期間満了品について

次に該当するモデルの修理を 2007 年 12 月末日を持ちまして、終了させていただきます

対象：1975 年から 1985 年までに製造された製品

#### 【見分け方】

現行商品との大きな違いについて下記に記載いたします。

主に製造番号の記載方法と、モーションナット部の部品構成が異なります。

🔧 製造番号がない (1975 年から 1977 年までの製造品)

🔧 製造番号がハンドグリップ中央部の GILSON ロゴに沿って刻まれている (1978 年から 1985 年までの製造品)

下記に示したピペットは本該当品となります。下の写真を参照下さい。

#### A. 製造番号の記載方法 ( A )

[ 大文字アルファベット : 製造月 ] [ 数字 2 桁 : 製造年 ] [ 数字 5 桁 : 連番 ] である  
例 ] A 85 12345 : 1985 年 1 月の製造品

#### B. モーションナットにビスを用いている ( B )



#### 【参 考】

現行品の製造番号について記載いたします。

現行品にはハンドグリップの上部、イジェクターボタンの下部に以下のような刻印がなされています。

🔧 1986 ~ 2005 年の製造品

[ 大文字アルファベット : 製造年 ] [ 数字 5 桁 : 連番 ] [ 大文字アルファベット : 製造月 ]  
例 ] Z 12345 A : 2005 年 1 月の製造品

🔧 2006 年以降の製造

[ 大文字アルファベット : 製造年 ] [ 大文字アルファベット : 製造月 ] [ 数字 5 桁 : 連番 ]  
例 ] A H 54321 : 2006 年 7 月の製造品