

ピペットマン年度末 スペシャル キャンペーン



SPECIAL CAMPAIGN

キャンペーン期間

2023.12.4 MON.

2024.3.22 FRI.




ピペットマン pipetman®



精度はそのままに、軽いストロークを実現したスタンダードモデル

シングルチャンネル

モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格	特別価格
P2	0.2 μL ~ 2 μL	F144054M	¥42,000	¥34,000
P10	1 μL ~ 10 μL	F144055M		
P20	2 μL ~ 20 μL	F144056M	¥40,000	¥32,400
P100	10 μL ~ 100 μL	F144057M		
P200	20 μL ~ 200 μL	F144058M		
P1000	100 μL ~ 1000 μL	F144059M		
P5000	500 μL ~ 5000 μL	F144066	¥42,000	¥34,000
P10mL	1 mL ~ 10 mL	F144067		



マルチチャンネル

モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格	特別価格
P8x10	1 μL ~ 10 μL	F144068	¥115,000	¥96,600
P8x20	2 μL ~ 20 μL	F144070		
P8x200	20 μL ~ 200 μL	F144072		
P8x300	30 μL ~ 300 μL	F144074	¥135,000	¥113,400
P12x10	1 μL ~ 10 μL	F144069		
P12x20	2 μL ~ 20 μL	F144071		
P12x200	20 μL ~ 200 μL	F144073		
P12x300	30 μL ~ 300 μL	F144075		

※表示の価格には別途消費税が必要です。

キャンペーン限定セット品

スタンダードセット

P20+P200+P1000+セントリー103

ピペットマン3本とポータブル小型遠心器のセットです。



◆2種類のローターが標準付属

希望小売価格 ¥186,000 → キャンペーン価格 ¥155,000

■セット構成 / 品番: 1GF1U-CESTD

モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格
P20	2 μL ~ 20 μL	F144056M	¥40,000
P200	20 μL ~ 200 μL	F144058M	
P1000	100 μL ~ 1000 μL	F144059M	
CENTRY™ 103 MINICENTRIFUGE		F110736	¥66,000

セントリー103

モデル	1.5-2.0 mLチューブ 8本用ローター	0.2 mL 8連チューブストリップ 2本用ローター
最大容量	マイクロチューブ8本 (2.0 mL または 1.5 mL)	PCRストリップ2本 (0.2 mL 8連チューブ)
回転速度	6,000 rpm (+/- 20%)	6,200 rpm (+/- 20%)
相対遠心力 (RCF)	1,310~2,960 G (2.0 mL) 1,260~2,840 G (1.5 mL)	Max. 1,200~2,690 G Min. 810~1,820 G
安全機能	6分後自動停止機能(固定タイマー) 開蓋インターロックブレーキ、ヒューズおよび、 モーター過電流検知器 (ローターの配置バランスが悪いとモーターがロックする)	
乾電池による 運転回数 (および動作時間)	・10秒間の回転を 約170サイクル ・6分間の回転を 約7サイクル	・10秒間の回転を 約500サイクル ・6分間の回転を 約15サイクル
外寸法	150 (W) x 163 (D) x 113 (H) mm	
質量	600 g (ローターおよび乾電池を含まず)	
電源	専用ACアダプター 入力: 単相AC100-240 V 50/60 Hz 0.6 A または単3形アルカリ乾電池4本	




マイクロマン E microman®

※キャンペーン対象ではございません

高粘性 高揮発性 腐食性 生体サンプル 有害物質

通常のピペットでは扱いにくい特殊サンプルのピペッティングに最適!

- ◆容量ロック機能により、作業中に勝手に分注容量が変わることを防ぎます
- ◆使い捨てピストンがサンプルに直接接するのでピペット本体を汚染や腐食から守ります
- ◆ワンタッチでキャピラリー&ピストン(CP)の脱着ができて手で触れることがないのでコンタミネーションフリー



注目商品

各モデル ¥48,000

モデル	容量範囲
M10E (FD10001)	1 μL ~ 10 μL
M25E (FD10002)	3 μL ~ 25 μL
M50E (FD10003)	20 μL ~ 50 μL
M100E (FD10004)	10 μL ~ 100 μL
M250E (FD10005)	50 μL ~ 250 μL
M1000E (FD10006)	100 μL ~ 1000 μL

■マイクロマン E 専用チップ、キャピラリー&ピストン (CP) に関しましては、弊社ホームページをご参照ください。
▶ <https://www.technosaurus.co.jp/> (エムエス機器HP→製品情報→ピペットマン→マニュアルピペット→マイクロマン E)





ピペットマン L pipetman[®]



フルオートクレーバブル、
容量ロック機能付きのハイエンドモデル

シングルチャンネル

モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格	特別価格
P2L	0.2 μ L ~ 2 μ L	FA10001P	¥49,000	¥40,200
P10L	0.5 μ L ~ 10 μ L	FA10002P		
P20L	2 μ L ~ 20 μ L	FA10003P		
P100L	10 μ L ~ 100 μ L	FA10004P		
P200L	20 μ L ~ 200 μ L	FA10005P		
P1000L	100 μ L ~ 1000 μ L	FA10006P		
P5000L	500 μ L ~ 5000 μ L	FA10007		
P10mLL	1 mL ~ 10 mL	FA10008		



マルチチャンネル

モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格	特別価格
P8x10L	0.5 μ L ~ 10 μ L	FA10013	¥135,000	¥114,700
P8x20L	2 μ L ~ 20 μ L	FA10009		
P8x200L	20 μ L ~ 200 μ L	FA10011		
P8x300L	20 μ L ~ 300 μ L	FA10015		
P8x1200L	100 μ L ~ 1200 μ L	FA10039	¥142,000	¥120,700
P12x10L	0.5 μ L ~ 10 μ L	FA10014	¥155,000	¥131,700
P12x20L	2 μ L ~ 20 μ L	FA10010		
P12x200L	20 μ L ~ 200 μ L	FA10012		
P12x300L	20 μ L ~ 300 μ L	FA10016		
P12x1200L	100 μ L ~ 1200 μ L	FA10040		



※表示の価格には別途消費税が必要です。

キャンペーン限定セット品

スタンダードLセット

P20L+P200L+P1000L+セントリー103

ピペットマン L3本とポータブル
小型遠心器のセットです。



◆2種類のローターが標準付属

希望小売価格 ~~¥213,000~~ → **キャンペーン価格 ¥178,400**

■セット構成 / 品番 : 1GF10-CESTD

モデル	容量範囲	Ref.No.	希望小売価格
P20L	2 μ L ~ 20 μ L	FA10003P	¥49,000
P200L	20 μ L ~ 200 μ L	FA10005P	
P1000L	100 μ L ~ 1000 μ L	FA10006P	
CENTRY™ 103 MINICENTRIFUGE		F110736	¥66,000

セントリー103

モデル	1.5-2.0 mLチューブ 8本用ローター	0.2 mL8連チューブストリップ 2本用ローター
最大容量	マイクロチューブ8本 (2.0 mL または 1.5 mL)	PCRストリップ2本 (0.2 mL 8連チューブ)
回転速度	6,000 rpm (+/- 20%)	6,200 rpm (+/- 20%)
相対遠心力 (RCF)	1,310~2,960 G (2.0 mL) 1,260~2,840 G (1.5 mL)	Max. 1,200~2,690 G Min. 810~1,820 G
安全機能	6分後自動停止機能(固定タイマー) 開蓋インターロックブレーキ、ヒューズおよび、 モーター過電流検知器 (ローターの配置バランスが悪いとモーターがロックする)	
乾電池による 運転回数 (およそ動作時間)	・10秒間の回転を 約170サイクル ・6分間の回転を 約7サイクル	・10秒間の回転を 約500サイクル ・6分間の回転を 約15サイクル
外寸法	150 (W) x 163 (D) x 113 (H) mm	
質量	600 g (ローターおよび乾電池を含まず)	
電源	専用ACアダプター 入力：単相AC100-240 V 50/60 Hz 0.6 A または単3形アルカリ乾電池4本	



プレートマスター platemaster[®]

※キャンペーン対象ではございません

注目商品

96ウェル一括分注でマイクロプレートへの
煩雑な分注作業を素早く・精度良く!

再現性・生産性・効率 大幅UP!
電源・プログラム不要で今すぐ誰でも作業ができる!



PLATEMASTER[®]
紹介ムービー (約3分間)
このムービーはギルソン社から提供されたものに
コメントを加えたものです。

- ◆素早く確実にウェルへ分注：96ウェルプレートなら10秒以内で、
384ウェルプレートなら1分未満で処理可能
- ◆0.5 μ L~220 μ Lの容量範囲をカバー
- ◆ギルソン社のダイヤモンドチップを使用
- ◆ヒューマンエラーの回避

モデル	PLATEMASTER P20 (F110761)	PLATEMASTER P220
容量範囲	0.5 μ L ~ 20 μ L (0.1 μ L 刻み)	2 μ L ~ 220 μ L (1 μ L 刻み)
操作環境	推奨気温 20~25 °C	
外寸法	360 (W) x 450 (D) x 400 (H) mm	
質量	約 16 kg	



PLATEMASTER[®] P20 (F110761) **¥2,995,000**

対応ダイヤモンドチップ:DF30, DF100, D200, DF200, DS200*, DSF200*
※DL10, DFL10, DSL10*に対応したモデルもございます。
*384ウェルプレートを使用した場合にも有効

PLATEMASTER[®] P220 (F110762) **¥2,995,000**

対応ダイヤモンドチップ:DF30, DF100, D200, DF200, DS200*, DSF200*, D300, DF300
*384ウェルプレートを使用した場合にも有効

ピペットマン M pipetman[®]

ギルソン社の軽い電動ピペットで作業効率化

多検体分注をマニュアルと同じ使い心地で
マニュアルよりも高い精度で!

シングルチャンネル

モデル	容量範囲		Ref.No.	希望小売価格	特別価格
	通常モード	連続分注モード			
P10M	0.5 μL ~ 10 μL	0.5 μL ~ 10 μL	F81022	¥101,000	¥83,800
P20M	2 μL ~ 20 μL	2 μL ~ 20 μL	F81023		
P100M	5 μL ~ 100 μL	5 μL ~ 100 μL	F81013		
P200M	20 μL ~ 200 μL	5 μL ~ 200 μL	F81024		
P300M	20 μL ~ 300 μL	10 μL ~ 300 μL	F81014		
P1200M	100 μL ~ 1200 μL	20 μL ~ 1200 μL	F81015		
P5000M	500 μL ~ 5000 μL	100 μL ~ 5000 μL	F81016		
P10mLM	1 mL ~ 10 mL	200 μL ~ 10 mL	F81017		

詳しい仕様・精度表は
弊社HPをご参照ください

ピペットマン M



ボタンは2つ!
簡単操作!

電動なのにボタン2つだけ
マニュアルに近い操作性

マルチチャンネル

モデル	容量範囲		Ref.No.	希望小売価格	特別価格
	通常モード	連続分注モード			
P8×10M	0.5 μL ~ 10 μL	0.5 μL ~ 10 μL	F81025	¥176,000	¥146,100
P8×20M	1 μL ~ 20 μL	1 μL ~ 20 μL	F81027		
P8×100M	10 μL ~ 100 μL	5 μL ~ 100 μL	F81018		
P8×200M	20 μL ~ 200 μL	5 μL ~ 200 μL	F81029		
P8×300M	10 μL ~ 300 μL	10 μL ~ 300 μL	F81031		
P8×1200M	50 μL ~ 1200 μL	50 μL ~ 1200 μL	F81020		
P12×10M	0.5 μL ~ 10 μL	0.5 μL ~ 10 μL	F81026	¥195,000	¥161,900
P12×20M	1 μL ~ 20 μL	1 μL ~ 20 μL	F81028		
P12×100M	10 μL ~ 100 μL	5 μL ~ 100 μL	F81019		
P12×200M	20 μL ~ 200 μL	5 μL ~ 200 μL	F81030		
P12×300M	10 μL ~ 300 μL	10 μL ~ 300 μL	F81032		
P12×1200M	50 μL ~ 1200 μL	50 μL ~ 1200 μL	F81021		

※表示の価格には別途消費税が必要です。

アンプリピュアフィルターチップ



品番	製品名	容量範囲	入数	希望小売価格	特別価格
F174101	Amplipur ExpertTips FT10	0.5 μL ~ 10 μL	96本 × 10ボックス	¥17,000	¥13,200
F174201	Amplipur ExpertTips FT20	1 μL ~ 20 μL		¥15,400	¥12,000
F174301	Amplipur ExpertTips FT200*	10 μL ~ 200 μL		¥15,400	¥12,000
F174401	Amplipur ExpertTips FT1000	100 μL ~ 1000 μL		¥18,400	¥14,300
F174501	Amplipur ExpertTips FT1200	100 μL ~ 1200 μL		¥18,400	¥14,300

*FT200は、ピペットマンシリーズのP100モデルには使用できません。
※ISO 8655 規格に準拠しています。
※アンプリピュアの詳細に関しては、弊社ホームページをご参照ください。



ダイヤモンドチップ

※キャンペーン対象ではございません

モデル	容量範囲	Tipack (96×10ボックス)	Tipack (滅菌済) (96×10ボックス)	Blister Pack*1 (96×10ラック)	Blister Pack (滅菌済)*1 (96×10ラック)	Reload Pack*1 (96×10ラック)	Tower-Pack*2 (96×10ラック)	Tower-Pack (滅菌済)*2 (96×10ラック)	EasyPack*3 (200×5袋)	EcoPack*3 (1000×10袋)	STERIL Pack 個包装 (滅菌済/400本)
■D10	0.1 μL ~ 10 μL	D10T F171100 ¥9,000	D10ST F171101 ¥10,000	—	—	—	Tower D10 F167101 ¥6,600	Tower D10ST F167201 ¥7,600	D10 F161631 ¥5,800	D10V F161630 ¥29,000	—
■DL10	0.1 μL ~ 20 μL	DL10T F171200 ¥9,000	DL10ST F171201 ¥10,000	Blister DL10 F172300 ¥7,900	Blister DL10ST F172301 ¥8,300	Reload DL10 F167013 ¥5,800	Tower DL10 F167102 ¥6,600	Tower DL10ST F167202 ¥7,600	DL10 F161451 ¥5,800	DL10V F161450 ¥29,000	—
■D200	2 μL ~ 200 μL	D200T F171300 ¥7,600	D200ST F171301 ¥8,300	Blister D200 F172300 ¥6,400	Blister D200ST F172301 ¥7,100	Reload D200 F167013 ¥4,800	Tower D200 F167103 ¥5,500	Tower D200ST F167203 ¥6,400	D200 F161931 ¥4,700	D200V F161930 ¥21,000	D200ST F161330 ¥13,000
■D300	20 μL ~ 300 μL	D300T F171400 ¥7,600	D300ST F171401 ¥8,300	Blister D300 F172400 ¥6,400	Blister D300ST F172401 ¥7,100	—	Tower D300 F167105 ¥5,500	Tower D300ST F167205 ¥6,400	D300 F161731 ¥4,700	D300V F161730 ¥21,000	—
■D1000	100 μL ~ 1000 μL	D1000T F171500 ¥8,100	D1000ST F171501 ¥8,800	Blister D1000 F172500 ¥7,000	Blister D1000ST F172501 ¥7,500	Reload D1000 F167014 (96×6ラック) ¥3,700	Tower D1000 F167104 (96×7ラック) ¥4,600	Tower D1000ST F167204 (96×7ラック) ¥5,700	D1000 F161671 ¥4,700	D1000V F161670 ¥21,000	D1000ST F161340 ¥15,000
■D1200	100 μL ~ 1200 μL	D1200T F171600 ¥8,100	D1200ST F171601 ¥8,800	Blister D1200 F172800 ¥9,600	Blister D1200ST F172801 ¥9,800	—	—	—	D1200 F161111 ¥4,700	D1200V F161110 ¥21,000	—
■D5000	500 μL ~ 5 mL	D5000T F161370 (50×12ボックス) ¥26,000	D5000ST F161371 (50×12ボックス) ¥26,000	—	—	—	—	—	D5000 F161571 (334×3袋) ¥13,000	—	—
■D10mL	1 mL ~ 10 mL	D10mLT F161230 (30×8ボックス) ¥20,000	D10mLST F161231 (30×8ボックス) ¥20,000	—	—	—	—	—	D10mL F161210 (50×4袋) ¥8,300	—	—

*1: リロードパックとプリスターパックご使用の際には専用のエンフティーボックスが必要です。
エンフティーボックス (プリスターパック/リロードパック共通)
●DL10-D300用 (F171204) 1個入 ¥2,100
●D1000用 (F171504) 2個入 ¥1,800
●D1000用 (F171504) 2個入 ¥1,800

*2: タワーパックご使用の際には専用のタワーパックボックスが必要です。
タワーパックボックス (F167100) 1個入 ¥2,100
※チップは含まれておりません。

*3: イージーパック、エコパックはエンフティーボックスやタワーパックボックスでは使用できません。
*4: P100には使用できません。


超微量ロングタイプチップ DL10 / DFL10

DL10/DFL10はD10の装着部を長くすることで、チップホルダーへのサンプルの付着を防ぎます。



フィルターチップ

ダイヤモンドフィルターチップは、高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。また、フィルターにはコンタミネーションの原因となるシール材を使用しておりません。



旧モデルピペットマン アウトレットセール

ギルソン社 旧モデルピペットマンを特別価格にてご購入頂けるキャンペーンです。在庫限りの大変お得なキャンペーンです。



詳細は
ホームページを
ご参照下さい。



ISO/IEC 17025 校正サービス・コース内容



国内初の認定校正機関として15年の実績

**オープンライト
コース**

校正のみ

対象機種 **ギルソン社/一部ギルソン社以外のメーカー**
※校正には、パーツ交換やピペットを調整して誤差を修正する作業は含みません



**スタンダード
コース**

修理 ▶ 容量調整後校正

対象機種 **ギルソン社製ピペット
(ピペットマン、ピペットマン P, Neo, L, G, M シリーズ)**

詳細は
ホームページを
ご参照下さい。

**プレミアム
コース**

受取時校正 ▶ 修理 ▶ 容量調整後校正

対象機種 **ギルソン社製ピペット
(ピペットマン、ピペットマン P, Neo, L, G, M シリーズ)**



We Give You The Best Solution
エムエス機器株式会社



- **東京** 〒162-0805 東京都新宿区矢来町113番地
Tel.03-3235-0661代 Fax.03-3235-0669
- **大阪** 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2丁目12番4号
Tel.06-6396-0501代 Fax.06-6396-0508
- **WEB** www.technosaurus.co.jp

取扱販売店

※会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。
 ●本カタログに記載の規格・仕様・外観および価格は、改良などのため予告なく変更する場合があります。
 ●掲載の価格には別途消費税が必要です。